

Elettroterapia Muscolare Multiuso

Le migliori caratteristiche per un'ampia gamma di applicazioni



Apparecchio ES-2CH

L'elettrostimolatore professionale modello **ES-2CH** è indicato per la fisioterapia, la terapia analgica, l'estetica, la medicina sportiva. La sua applicazione è consigliata per le sofferenze neurogene, la riabilitazione neuro-sensoriale, per la riabilitazione neuromotoria e neuromuscolare come nelle insufficienze muscolari, nel dolore e nelle disfunzioni uro-ginecologiche. Trova impiego in centri di fisioterapia, centri estetici, studi odontoiatrici, centri di osteopatia, centri di riabilitazione.

Apparecchio ESM-2CH

L'elettrostimolatore medicale-professionale modello **ESM-2CH** oltre ad avere tutte le applicazioni del modello **ES-2CH** è caratterizzato dalla presenza di correnti ad uso medico adatto quindi a svolgere le terapie fisiche classiche e trova impiego in ospedali, studi medici e poliambulatori.

Gli apparecchi per elettroterapia della WellTech sono stati progettati per rispondere alle più svariate esigenze degli operatori, infatti con un unico apparecchio si possono generare le più diffuse correnti e forme d'onda per tutte le applicazioni. L'estrema compattezza e leggerezza del prodotto unita ad una alimentazione a batteria facilita l'uso in tutte le applicazioni. Pur disponendo, nella versione completa, di oltre 200 programmi, l'uso risulta pratico e veloce. Gli utenti più esperti tramite personal computer potranno creare nuovi programmi e memorizzarli all'interno dell'apparecchio.

L'elettrostimolatore professionale modello ES-2CH è disponibile con i seguenti programmi:


- Tens con sweep della frequenza (60-100Hz, 40-80Hz, 2-40Hz) • Tens 2Hz • Incontinenza da sforzo
- Incontinenza da urgenza • Instabilità vescicale • Incontinenza mista • Dolore pelvico • Adattamento muscolare • Rinforzo muscolare • Training muscolare • Drenaggio linfatico • Sofferenza del disco intervertebrale • Lombosciatalgia • Lombalgia • Cefalea miotensiva.

Elettrostimolatore medico modello ESM-2CH è disponibile con i seguenti programmi:

- Corrente galvanica (ionofresi) • Corrente monofase • Corrente monofase interrotta • Corrente difase
- Corrente difase interrotta • Correnti isodinamiche • Correnti diadinamiche CP • Correnti diadinamiche LP • Correnti interferenziali • Correnti interferenziali sfasate 90° • Correnti compensate • Correnti medie frequenze modulate monofase • Correnti medie frequenze modulate difase • Correnti di Kotz • Correnti di Trabert • Modellamento muscolare • Potenzamento muscolare • Training muscolare • Drenaggio linfatico
- Incontinenza da sforzo • Instabilità vescicale • Incontinenza mista • Incontinenza da urgenza • Dolore pelvico • Tens con sweep della frequenza (60-100Hz, 40-80Hz, 2-40Hz) • Tens 2Hz • Dolore vertebrale
- Lombalgia • Lombosciatalgia • Cefalea miotensiva.

Per entrambe i modelli sono disponibili i seguenti programmi specializzati, inoltre su richiesta del cliente è possibile creare programmi personalizzati.

- Tens speciali per uso antalgico.
- Neurostimolazione per la correzione dei disturbi viscerali: incontinenza urinaria e fecale, dolore pelvico e insufficienza neuromuscolare.
- Fitness Sport: mantenimento funzione muscolare, ripristino attività muscolare, mantenimento della forza e correzione di inestetismi vari.
- Estetica: cura del linfedema, modellamento del corpo, rassodamento della muscolatura, drenaggi linfatici vari, lipolisi.
- Fisioterapia: disturbi della funzione motoria, cefalee, dolore vertebrale, dolore reumatico, articolare e dell'ATM.



Menu principale

Caratteristiche tecniche

- due canali con intensità indipendenti
- funzionamento da rete 230 Vac e con batterie ricaricabili.
- visualizzazione su display grafico a cristalli liquidi retroilluminato 70 x 40 mm
- spegnimento automatico a fine terapia
- autodiagnosi di funzionamento e controllo degli elettrodi e dei cavi di collegamento
- segnale acustico per i controlli e per gli avvisi
- dimensioni 200x150x60mm



WellTech srl

Via del Capitel, 2
37131 Verona Italy
e-mail: info@welltech.it

Tel +39 045973327
Fax +39 045973429
http://www.welltech.it

